


<p>품 명</p>	<p>상반신 소아 심폐소생마네킹 (모니터형)</p>		
<p>모 델 명</p>	<p>PP-CM-100M</p>	<p>제조국 / 제조사</p>	<p>미국 / PRESTAN</p>
<p>용 도</p>	<p>심정지가 발생한 환자를 회생 시키기 위한 심폐소생술 실습을 할 수 있는 교육용 마네킹</p>		
		<p>구 성 품</p>	<ul style="list-style-type: none"> -마네킹본체:1대 -마네킹 옷:1벌 -렝백:10장 -고정형 페이스쉴드:25장 -보관 가방 겸용 실습매트:1장 -심폐소생 포스터:1장 -사용설명서: 1권
<p>특 징 및 규격</p>	<ul style="list-style-type: none"> -2015년 AHA가이드라인 제품입니다. -특수지퍼가 부착된 상의가 있어 옷찢기 교육이 가능 할 것 -기도 확보시에만 인공호흡이 가능 할 것 -인공호흡시 흉부상승으로 인공호흡 실시여부 확인가능 할 것 -인공호흡용 마우스쉴드를 마네킹 구강부에 고정 할 수 있을 것 -렝백이 마우스 외부까지 덮혀있어 실습자간 감염을 예방할 수 있을 것 -흉부압박시 전자 센서가 내장되어 있어 압박 깊이와 횟수에 따라 4개의 LED 불빛으로 모니터링이 가능 할 것 (적색 및 황색램프 : 각1개,녹색램프 : 2개) - 분당 0~59회의 압박 속도시 적색불만 들어올 것 - 분당 60~79회의 압박 속도시 황색불빛이 들어올 것 - 분당 80~99회의 압박 속도시 녹색불빛 1개 들어올 것 - 분당 100~120회 압박 속도시 녹색불빛 2개 들어올 것 (정상) - 분당 120회 이상 압박시 녹색불 2개 켜지고 황색불빛이 깜박거릴 것 -정확한 흉부 압박 깊이 (4~5cm) “딸깍” 소리가 날 것 -콧구멍이 있어 인공호흡시 코막음 교육이 가능 할 것 -바로 실습이 가능하도록 manikins 완전 조립되어 있을 것 -크기 :57 x 30 x 13cm -무게 : 약 1.8kg -전원 : AA1.5Volt x 2개 -건전지 수명 : 약 50만회 실습 		
<p>비 고</p>	<ul style="list-style-type: none"> -납품후 1년간 품질 보증 및 A/S를 제공 할 것 -제조사의 제조 증명서가 있을 것 		